

CAPP Solo

PIPETAS MONOCANAL

As Pipetas Monocanais **CAPP Solo** são ferramentas econômicas e robustas para o manuseamento de líquidos, criadas para laboratórios acadêmicos, de diagnóstico e de início de operação com orçamentos limitados.

Essas pipetas atendem aos padrões de exatidão e precisão da indústria, garantindo que não haja compromissos em todos os protocolos de manipulação de líquidos. As pipetas monocanal são universalmente compatíveis com as ponteiros de pipetas **CAPP EXPellPlus** e com as marcas de ponteiros mais comuns no mercado.



Vantagens:

- Inserções coloridas intercambiáveis para fácil identificação visual das pipetas pelo usuário ou capacidades de volume
- Ajustadas para garantir altos níveis de precisão na pipetagem, precisão e retenção de calibração a longo prazo
- Chassis de pipeta excepcionalmente leve reduz o risco de lesões por esforço repetitivo
- O contra mecanismo impede a viragem acidental durante a pipetagem
- Fabricadas para resistir às condições mais difíceis de laboratório, incluindo exposição química, gotas e autoclavagem.
- Cone de ponteira criado para compatibilidade universal da ponteira





Informações sobre encomendas

CAPP Solo Volume Fixo

Cat. No.	Descrição
S5-1F	Pipeta CAPP Solo, volume fixo 5 μ L
S10-1F	Pipeta CAPP Solo, volume fixo 10 μ L
S20-1F	Pipeta CAPP Solo, volume fixo 20 μ L
S25-1F	Pipeta CAPP Solo, volume fixo 25 μ L
S50-1F	Pipeta CAPP Solo, volume fixo 50 μ L
S100-1F	Pipeta CAPP Solo, volume fixo 100 μ L
S200-1F	Pipeta CAPP Solo, volume fixo 200 μ L
S250-1F	Pipeta CAPP Solo, volume fixo 250 μ L
S500-1F	Pipeta CAPP Solo, volume fixo 500 μ L
S1000-1F	Pipeta CAPP Solo, volume fixo 1000 μ L
S2000-1F	Pipeta CAPP Solo, volume fixo 2mL
S2500-1F	Pipeta CAPP Solo, volume fixo 2,5mL
S5000-1F	Pipeta CAPP Solo, volume fixo 5mL
S10000-1F	Pipeta CAPP Solo, volume fixo 10mL

CAPP Solo Volume Variável

Cat. No.	Descrição
S2-1	Pipeta CAPP Solo, volume variável 0.1 – 2.5 μ L
S10-1	Pipeta CAPP Solo, volume variável 0.5 – 10 μ L
S20-1	Pipeta CAPP Solo, volume variável 2 – 20 μ L, com ajuste de ponteira XL
S50-1	Pipeta CAPP Solo, volume variável 5 – 50 μ L
S100-1	Pipeta CAPP Solo, volume variável 10 – 100 μ L
S200-1	Pipeta CAPP Solo, volume variável 20 – 200 μ L
S1000-1	Pipeta CAPP Solo, volume variável 100 – 1000 μ L
S5000-1	Pipeta CAPP Solo, volume variável 0.5 – 5mL
S10000-1	Pipeta CAPP Solo volume variável 1 – 10mL

CAPP Solo Kit inicial

Cat. No.	Descrição
SK-03-S01	3 pipetas S10-1/S100-1/S1000-1, suporte C-05, 3 racks de ponteiras e 1 temporizador
SK-03-S02	3 pipetas S20-1/S200-1/S1000-1, suporte C-05, 3 racks de ponteiras e 1 temporizador

