




# CAPP Controller

CONTROLADOR DE PIPETAS MOTORIZADO

## Caraterísticas:

- Leve e não causa fadiga: pesa apenas 167 g, incluindo a bateria
- Bateria de lítio sem efeito de memória permite até 12 horas de uso contínuo
  - Pode ser carregada enquanto está em uso
- Potente: uma pipeta de 50 mL é preenchida em menos de 10 segundos
- Dispensação direta: retire a pressão do botão de dispensação para além do ponto de resistência pré-incorporado
  - Seleção do modo de dispensação e gravidade
  - Configuração de velocidade totalmente ajustável
- O filtro de disco 0,2 µm PTFE substituível atua como um fecho efetivo em caso de transbordamento
  - Os suportes substituíveis das pipetas são feitos de silicone
- Para uso com pipetas de vidro ou de plástico de 0,1 a 100 mL
- Saída de vapor para ventilação de líquidos corrosivos ou fumos
  - Cone totalmente lavável em autoclave
  - Caixa resistente a UV
  - Em conformidade com CE e RoHS



## Informações sobre encomendas

Cat. No.	Descrição
PA-100	Controlador Motorizado CAPPController, 0.1-100mL

