



MB27

Analizador de umidade



Ideal para análise de umidade de rotina, exigindo resultados precisos.

O novo Analisador de Umidade Básica OHAUS MB27 combina alta qualidade e construção durável um design compacto e elegante. O MB27 oferece resultados confiáveis e precisos para uma ampla variedade de umidade aplicações de análise.

Recursos Padrão Incluem:

- **Desempenho Flexível**

O MB27 fornece resultados precisos a 0,01% (0,001g). Com uma grande capacidade de 90g, é ideal para alimentos, agricultura, química, farmacêutica e outros aplicações que exigem medições de até 0,01% (0,001g).

- **Simple de Operar**

A configuração e a operação são extremamente fáceis. Apenas pressione e segure a temperatura ou botões de tempo para definir os parâmetros de secagem. O MB27 é ideal para tarefas de rotina realizadas por operadores de todos os níveis de habilidade

- **Design compacto e fácil de limpar**

O tamanho compacto (17 × 28 cm) do OHAUS MB27 é projetado para ocupar menos espaço. A câmara de aquecimento fácil de limpar é ideal para uso e manutenção de baixo custo.

MB27 Moisture Analyzer

Modelo	MB27
Capacidade	90 g
Repetibilidade (Std Dev) (g)	0,2% (amostra de 3 g) 0,05% (amostra de 10 g)
Legibilidade	0,01% / 0,001 g
Tamanho da amostra	típico: 3g - 20g minimum: 0,5g
Interface	bidirecional RS232
Temporizador	1 a 99 minutos, incrementos de 30 segundos a 60 minutos
Tecnologia de aquecimento	halogênio
Faixa de temperatura	50 ° C a 160 ° C em incrementos de 5 ° C
Potência	Para capacidade por subtração
Faixa de Tara	100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Faixa de temperatura operacional	LCD Retroiluminado
Display	5 ° C a 40 ° C
Exibe	% de umidade ou % de sólidos ou peso (g), temperatura, tempo
Tamanho do Pan (Diâmetro)	90 mm
Dimensões (L x A x P)	17 x 14 x 28 cm
Peso Líquido	2,3 kg
Peso de envio	3,9 kg


Conformidade

- **Segurança do produto:** IEC / EN 61010-1, IEC / EN 61010-2-010
- **Compatibilidade Eletromagnética:** IEC / EN 61326-1 Classe B, Ambientes Básicos

Acessórios

Kit de calibração de temperatura, série MB.....	11113857
Dispositivo antifurto.....	80850043
Panelas de Amostra de Alumínio, 80 Pcs.....	80850086
Almofadas, Fibra De Vidro, Quantidade De 200 Pcs.....	80850087
Cobertura Em Uso.....	80252475
Suporte de Panela, Série MB.....	80252476
Gaiola de Amostra, Série MB.....	80252477
Panelas de Amostra Reutilizáveis, 3 Pcs, 7mm, Série MB.....	80252478
Panelas de Amostra Reutilizáveis, 3 Pcs, 14mm, Série MB.....	80252479
Impressora de impacto SF40A.....	30064202
Cabo, Conversor USB-RS232.....	30268619

Dimensões do contorno



80775735 20190208 © Copyright OHAUS Corporation

OHAUS CORPORATION

Av. Tamboré, 418 - Tamboré
06460-000-Barueri-SP-Brasil

Tel.: (11) 4166-457

www.ohaus.com.br

ISO 9001:2015
Sistema de Gestão da
Qualidade Registrado

